



TIKANIS® Therapieplaner Android App:

Papierloses Arbeiten für Mitarbeiter


Abruf der Therapiepläne auf mobilen Geräten

Dokumentation der Leistungen

in der Therapiesitzung

Verschlüsselte Datenübertragung

und einfache Administration



Der TIKANIS Therapieplaner unterstützt Android-basierte Smartphones und Tabletcomputer mit denen Mitarbeiter ihre Termine mobil einsehen und erbrachte oder ausgefallene Leistungen dokumentieren können.

Mögliche Einsatzszenarien

- Die Therapie findet an einem Ort ohne Computerzugang statt, z.B. im Gymnastikraum, im Schwimmbad oder beim Laufftreff. Per Android App des TIKANIS Therapieplaners kann geprüft werden, ob alle Patienten erschienen sind und entschuldigtes oder unentschuldigtes Fehlen direkt festgehalten werden.
- Nicht alle Mitarbeiter besitzen Zugang zu einem Computer, sollen aber über Ihren Terminplan informiert werden und erbrachte Leistungen dokumentieren. Statt hierzu Papierpläne auszudrucken, die schnell an Aktualität verlieren, oder einen teuren PC-Zugang einzurichten, kann ein günstiges WLAN-fähiges Android Smartphone gekauft und mit der Android App des Therapieplaners ausgestattet werden.
- Die Mitarbeiter sollen auch zu Hause oder unterwegs Ihre kommenden Termine kennen ohne dass täglich Terminpläne ausgedruckt werden. Bei vorhandenem VPN Netzwerk können die Termine sicher von überall abgerufen werden, wo das Android Gerät per WLAN oder mobiler Telefondatenverbindung einen Internetzugang besitzt.
- Auf das Ausdrucken von Terminplänen für Mitarbeiter soll generell verzichtet werden.



Eigenschaften der TIKANIS Therapieplaner Android App

- Patienten-spezifische Informationen werden verschlüsselt vom Server auf die mobilen Geräte übertragen (AES, 128 bit).
- Das Aktualisieren der Termininformationen auf dem mobilen Gerät liefert den aktuellen Zustand der Termine in der Einrichtung.
- Der Terminstatus „unbekannt“, „stattgefunden“, „ausgefallen“, „Patient fehlt entschuldigt“ und „Patient fehlt unentschuldigt“ kann für jeden Termin eingestellt werden. Bei der nächsten Datenaktualisierung werden die Änderungen auf den Server übertragen und erscheinen wie gewohnt im TIKANIS Therapieplaner.
- Der Hintergrundservice des TIKANIS Therapieplaners dient zugleich als Server für die Kommunikation mit den mobilen Geräten, sodass keine weitere Anwendung administriert werden muss. Es wird lediglich ein frei wählbarer Port für eine TCP-Verbindung freigegeben.
- Nur beim Administrator per eindeutiger IMEI Gerätenummer registrierte Geräte können Termini abrufen. Hierzu müssen zudem korrekte Login-Informationen mittels ID und Passwort angegeben werden.

Meine Termine	
Mo. 23.12. 08:00 - 09:00 Uhr Teambesprechung	
Mo. 23.12. 09:00 - 09:30 Uhr Hilbert, Annette (2.211, 2041) Freizeitsport Raum 83	S
Mo. 23.12. 09:30 - 10:00 Uhr Klöckner, Anita Freizeitsport Raum 83	A
Mo. 23.12. 10:00 - 10:30 Uhr Dr. Schmidt, Manfred (1.156, 2307 N) Dynamisches Muskelaufbautraining Raum 110	U
Mo. 23.12. 10:00 - 10:30 Uhr Eisele, Sigrid (3.363, 2417) Dynamisches Muskelaufbautraining Raum 110	S
Mo. 23.12. 10:00 - 10:30 Uhr Rößler, Daniela (4.471, 2460) Dynamisches Muskelaufbautraining Raum 110	S
Mo. 23.12. 10:00 - 10:30 Uhr Sprenger, Daniel (1.176, 2331)	E

Anwendung

1. Das Programm wird auf dem Android-basierten Smartphone oder Tablet gestartet.
2. Beim ersten Start wird in den Einstellungen die IP des Servers (Host), der zugehörige Port, die Mitarbeiter ID und das Passwort angegeben.
3. Per Klick auf „Daten aktualisieren“ werden die eigenen Termine der letzten und kommenden Woche geladen.
4. Anschließend werden die Termine per Klick auf „Meine Termine“ angezeigt. Für jeden Termin sind Tag und Uhrzeit, Patient inkl. Titel, Raum- und Telefonnummer, Name der Aktivität und Raum aufgeführt.
5. Der aktuelle Terminzustand erscheint am rechten Rand kodiert per S = „stattgefunden“, A = „ausgefallen“, E = „Patient fehlt entschuldigt“ und U = „Patient fehlt unentschuldigt“. Bei einem unbekanntem Terminzustand ist die zugehörige Klappliste leer. Sie kann per Antippen geöffnet und verändert werden. Nach erneuter Datenaktualisierung erscheinen die veränderten Termineigenschaften im Stundenplan des TIKANIS Therapieplaners.

Erweiterungen

Sprechen Sie uns an, falls Sie die **TIKANIS Therapieplaner Android App** auch direkt für Ihre Patienten einsetzen möchten, um sie z.B. an bevorstehende Termine automatisch zu erinnern und den Ausdruck von Terminplänen zu vermeiden.

TIKANIS GmbH

Geschäftsführer Dr. Thomas Maiwald

info@tikanis.com

www.tikanis.com

Richard-Wagner-Str. 20

79104 Freiburg im Breisgau

Tel. 0761 20 46 283

Fax. 0761 76 99 86 288

Amtsgericht Freiburg

HRB 702234

USt-IdNr. DE259439012